

## 金相耗材

### 金相实验室用物品:

一、冷镶嵌用模  $\Phi 20$ ,  $\Phi 25$ ,  $\Phi 30$ ,  $\Phi 40$ ,  $\Phi 50\text{mm}$ ,  $40\times 25\text{mm}$  可根据样品大小选择不同直径的镶嵌模, 可满足镶嵌特大样品的需要, 又节约冷镶嵌料使用多个模子, 可同时镶嵌多个样品, 采用橡皮弹性模, 脱模极容易。

二、塑料样品夹 (Clips) 用于将薄片状、针状样品立起, 镶嵌后用于观测横截面。

三、SONY (索尼) 或 MITSUBISHI (三菱) 视频打印纸

四、各种硬度的标准硬度块

五、样品校平器及橡皮泥

六、样品夹具 倾斜夹具、镶嵌件样品夹具等各种夹具

七、AC 纸的规格有  $10\times 10\text{mm}$  和  $15\times 15\text{mm}$ : 供复膜、复型、清洗断口等用 去锈宝: 适用于清除残留碳钢及合金钢断口上的锈蚀产物, 对断口细节不腐蚀

八、银导电胶: 供电子显微镜粘接样品

九、宝丽来胶片如 667 等型号

十、显微镜、硬度计用灯泡

十一、用户提出的、实验室用的其它小物品